



- No sample predilution.
- Applications for most chemistry analysers.
- Ready to use reagents.

# quantex

- No requiere predilución de la muestra.
- Aplicaciones para la mayoría de autoanalizadores de química clínica.
- Reactivos listos para su uso.

	MAIN REAGENT REACTIVO PRINCIPAL	SAMPLE MUESTRA	REFERENCE STD ESTANDAR DE REFERENCIA	UNITS UNIDADES	No. of STANDARDS NUMERO DE ESTÁNDARES	No. of CONTROLS NUMERO DE CONTROLES	WORK RANGE UP TO RANGO DE TRABAJO HASTA	REFERENCE RANGE RANGO DE NORMALIDAD
quantex CRP plus	REAGENT REACTIVO	SERUM/PLASMA SUERO/PLASMA	CRM 470	mg/l	1 point 1 punto	2	(using 5 std. points) 150 mg/l 150 mg/l (5 puntos)	< 5 mg/l
quantex CRP ultra sensitive	REAGENT REACTIVO	SERUM SUERO	CRM 470	µg/dl	5 points 5 puntos	1	2000 µg/dl	0-300 µg/dl
quantex ASO plus	REAGENT REACTIVO	SERUM SUERO	WHO OMS	IU/ml UI/ml	1 point 1 punto	2	750 IU/ml 750 UI/ml	< 200 IU/ml < 200 UI/ml
quantex RF plus	REAGENT REACTIVO	SERUM SUERO	WHO OMS	IU/ml UI/ml	5 points 5 puntos	2	200 IU/ml 200 UI/ml	< 30 IU/ml < 30 UI/ml
quantex IgA	ANTISERUM ANTISUERO	SERUM/PLASMA SUERO/PLASMA	CRM 470	mg/dl	5 points 5 puntos	2	900 mg/dl	70-400 mg/dl
quantex IgG	ANTISERUM ANTISUERO	SERUM/PLASMA SUERO/PLASMA	CRM 470	mg/dl	5 points 5 puntos	2	4100 mg/dl	700-1600 mg/dl
quantex IgM	ANTISERUM ANTISUERO	SERUM/PLASMA SUERO/PLASMA	CRM 470	mg/dl	5 points 5 puntos	2	400 mg/dl	40-230 mg/dl
quantex IgE	REAGENT REACTIVO	SERUM SUERO	WHO OMS	IU/ml UI/ml	5 points 5 puntos	2	1000 IU/ml 1000 UI/ml	< 200 IU/ml < 200 UI/ml
quantex C3	ANTISERUM ANTISUERO	SERUM/PLASMA SUERO/PLASMA	CRM 470	mg/dl	5 points 5 puntos	2	490 mg/dl	90-180 mg/dl
quantex C4	ANTISERUM ANTISUERO	SERUM/PLASMA SUERO/PLASMA	CRM 470	mg/dl	5 points 5 puntos	2	95 mg/dl	10-40 mg/dl
quantex Ferritin	REAGENT REACTIVO	SERUM SUERO	WHO OMS	ng/ml	5 points 5 puntos	2	1000 ng/ml	30-300 ng/ml (men) 15-300 ng/ml (women) 30-300 ng/ml (hombres) 15-300 ng/ml (mujeres)
quantex Transferrin	ANTISERUM ANTISUERO	SERUM SUERO	CRM 470	mg/dl	5 points 5 puntos	2	660 mg/dl	200-360 mg/dl
quantex sTfR	REAGENT REACTIVO	SERUM/PLASMA SUERO/PLASMA	EIA method método EIA	mg/ml	5 points 5 puntos	2	8.5 mg/l	0.8-2.30 mg/l
quantex A-1-AGP	ANTISERUM ANTISUERO	SERUM SUERO	CRM 470	mg/dl	5 points 5 puntos	2	200 mg/dl	50-120 mg/dl
quantex Myoglobin	REAGENT REACTIVO	SERUM/PLASMA SUERO/PLASMA	—	ng/ml	5 points 5 puntos	2	500 ng/ml	< 70 ng/ml
quantex β-2 Microglobulin	REAGENT REACTIVO	SERUM/PLASMA SUERO/PLASMA URINE ORINA	WHO OMS	mg/l	1 point 1 punto	1	16 mg/l	0.97-2.64 mg/l < 0.32 mg/l (urine) < 0.32 mg/l (orina)
quantex Haptoglobin	ANTISERUM ANTISUERO	SERUM/PLASMA SUERO/PLASMA	CRM 470	mg/dl	5 points 5 puntos	2	240 mg/dl	30-200 mg/dl
quantex A1- Antitrypsin	ANTISERUM ANTISUERO	SERUM/PLASMA SUERO/PLASMA	CRM 470	mg/dl	5 points 5 puntos	2	300 mg/dl	90-200 mg/dl
quantex Lp(a)	REAGENT REACTIVO	SERUM/PLASMA SUERO/PLASMA	—	mg/dl	5 points 5 puntos	2	85 mg/dl	< 30 mg/dl
quantex Microalbumin	ANTISERUM ANTISUERO	URINE ORINA	CRM 470	mg/l	5 points 5 puntos	1	500 mg/l	< 20 mg/l
quantex HbA <sub>1c</sub>	REAGENT REACTIVO	BLOOD SANGRE	—	%	6 points 6 puntos	2	—	4.5-6.2%
quantex Toxo	REAGENT REACTIVO	SERUM SUERO	WHO OMS	IU/ml UI/ml	5 points 5 puntos	1	100 IU/ml	< 10 IU/ml < 10 UI/ml
quantex Rubella	REAGENT REACTIVO	SERUM SUERO	WHO OMS	IU/ml UI/ml	6 points 6 puntos	1	160 IU/ml	< 10 IU/ml < 10 UI/ml
quantex Digoxin	REAGENT REACTIVO	SERUM SUERO	—	ng/ml	6 points 6 puntos	2	8 ng/ml	0.8-2.0 ng/ml
quantex Digitoxin	REAGENT REACTIVO	SERUM SUERO	—	ng/ml	6 points 6 puntos	2	87 ng/ml	20-35 ng/ml
quantex Carbamazepine	REAGENT REACTIVO	SERUM SUERO	—	µg/ml	6 points 6 puntos	2	20 µg/ml	8-12 µg/ml
quantex Phenobarbital	REAGENT REACTIVO	SERUM SUERO	—	µg/ml	6 points 6 puntos	2	80 µg/ml	15-40 µg/ml
quantex Phenytoin	REAGENT REACTIVO	SERUM SUERO	—	µg/ml	6 points 6 puntos	2	40 µg/ml	10-20 µg/ml
quantex Valproic acid	REAGENT REACTIVO	SERUM SUERO	—	µg/ml	6 points 6 puntos	2	150 µg/ml	50-100 µg/ml
quantex Gentamicin	REAGENT REACTIVO	SERUM SUERO	—	µg/ml	6 points 6 puntos	2	10 µg/ml	2-4 µg/ml (severe) < 2 µg/ml (moderate) < 1 µg/ml (less severe) 2-4 µg/ml (severe) < 2 µg/ml (moderado) < 1 µg/ml (menos severo)
quantex Theophylline	REAGENT REACTIVO	SERUM SUERO	—	µg/ml	6 points 6 puntos	2	40 µg/ml	8-20 µg/ml
quantex Amikacin	REAGENT REACTIVO	SERUM SUERO	—	µg/ml	6 points 6 puntos	2	50 µg/ml	4-8 µg/ml (trough levels) 20-30 µg/ml (peak levels) 4-80 µg/ml (trough levels) 20-30 µg/ml (peak levels)